

PerfectClean nachfüllen, reinigen, genießen

NELO PCL2-03_A01



Das Ohrenschmalz wird durch die Wirbelbewegung entfernt.



Trocknungssystem mit Warmluftgebläse
- Selbstregulierende Heizleistung zwischen 45 °C +/- 3 °C
- Kontrollierte Lüftung
- Optimierter und beständiger Luftstrom
- Feuchtigkeitsentzug



UV-C Lampe



- Zur Auflösung und Entfernung von Ohrenschmalz
- Sichtanzeige der Füllmenge der Reinigungslösung



Kundenbewertungen (B.Chaix) zeigen, dass **95% der Kunden** PerfectClean als sehr effizienten und benutzerfreundlichen Apparat betrachten.

70% der Kunden würden PerfectClean Freunden empfehlen.

100% der Benutzer sind sich über das hervorragende Design einig.

* Studie bei 135 Personen die die PerfectClean 2 Monate benutzt haben.



Vertriebspartner:
Sinfona GmbH
www.sinfona.de

ZA aéroport de Montpellier
34470 Pérols - FRANCE
www.mg-dev.com

Mg Development ist auf die Entwicklung und Herstellung von **medizinischen Geräten** zur Wartung von Hörgeräten und auf Ohrenpflege spezialisiert.



PerfectClean

Einzigartiges medizintechnisches Gerät zur Reinigung und Entfeuchtung von Hörgeräten durch UV-C



otosense®
HÖRGERÄTEPFLEGE

Tag für Tag gut hören

PerfectClean

Reinigt, entfeuchtet und entfernt Ohrenschmalz von Hörgeräten in einem Arbeitsgang.

PerfectClean

PerfectClean ist ein einzigartiges medizinisches All-in-One Gerät, das Ohrenschmalz komplett auflöst und Ihr Hörgerät optimal entfeuchtet. Seine nachgewiesene Wirksamkeit und Bedienfreundlichkeit machen das Gerät zu einem echten High-End-Produkt.

PerfectClean garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer und optimale Funktionalität Ihres Hörgeräts, Tag für Tag.

Vorbei die Zeiten komplizierten Reinigens

1 Hörgeräte einlegen

Für alle Ex-Hörer- und IDO-Hörgeräte geeignet (Standardgeräte und Sonderanfertigungen)

2 Auf den Knopf drücken

Reinigung: Entfernung des Ohrenschmalzes
Entfeuchtung: Trocknungsvorrichtung mit Warmluftgebläse
UV-C


otosense[®]
HÖRGERÄTEPFLEGE

Wie funktioniert PerfectClean?

PerfectClean ist ein All-in-One Gerät zur automatischen Reinigung.


Vorbei die Zeiten komplizierten Reinigens... dieses Gerät reinigt und entfeuchtet Ihr Hörgerät in einem Arbeitsgang!

Sie legen einfach Ihr Hörgerät in den PerfectClean, schließen den Deckel und starten das Programm per Knopfdruck.


So bleibt die optimale Leistung des Hörgeräts erhalten und es funktioniert wie am ersten Tag.




Reinigungslösung
Nach Beenden des Zyklus sind die Hörgeräte mit einem sauberen, saugfähigen Tuch abzuwischen.



Vorher



Nachher



PerfectClean